

Фибриновые иглы

Одноразовые

Фибриновые иглы

- Двухпросветная коаксиальная система «Игла в игле»
Точное слияние фибриногена/тромбина в
намеченном положении
- Съемная защитная клипса
Защищает иглу в катетере
- Кончик иглы скошен на 15°
Эффективная пункция
- Удобная рукоятка



 **Medi-Globe**[®]
The Spirit of Care.[™]

Фибриновые иглы

Одноразовые

Фибриновые иглы

Фибриновые иглы				
Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Внешний диаметр катетера	Рабочая длина
GFN-01-04-180	1.2 мм	4.0 мм	2.5 мм	180 см
GFN-01-04-230	1.2 мм	4.0 мм	2.5 мм	230 см
GFN-01-06-180	1.2 мм	6.0 мм	2.5 мм	180 см
GFN-01-06-230	1.2 мм	6.0 мм	2.5 мм	230 см