



**Билиарный стент в составе / Стент Pseudo-Cyst типа «Двойной свиной хвостик» в наборах, с позиционными метками**

Модель	Стент		Толкатель	
	Диаметр, Fr	Длина между «хвостиками»	Диаметр, Fr	Длина
GBS-11-08-002S	8.5	2 см	8.5	220 см
GBS-11-08-005S	8.5	5 см	8.5	220 см
GBS-11-08-007S	8.5	7 см	8.5	220 см
GBS-11-08-009S	8.5	9 см	8.5	220 см
GBS-11-10-002S	10.0	2 см	10.0	220 см
GBS-11-10-005S	10.0	5 см	10.0	220 см
GBS-11-10-007S	10.0	7 см	10.0	220 см
GBS-11-10-009S	10.0	9 см	10.0	220 см